

silversplints



Een silversplint zorgt ervoor dat gewrichten, met name in de handen en vingers, worden ondersteund. Door deze ondersteuning wordt de beweging beperkt en worden pijnklachten en achteruitgang voorkomen. Met name bij artrose, reuma en hypermobiliteit wordt een silversplint geadviseerd. Bij hypermobiliteit kunnen pezen en banden hun steunende functie niet goed vervullen, waardoor gewrichten over beweeglijk en instabiel worden.

WE DESIGN

Leuk Orthopedie werkt samen met We design voor het vervaardigen van de ortheses. We Design ortheses zijn vervaardigd uit 925dzst zilver (nikkel vrij). Dit betekent dat het materiaal voor 92,5 gewichtsprocent uit puur zilver bestaat. Het resterende deel is een legering met koper erin. Er wordt geen 100% zilver gebruikt omdat dat zeer buigzaam is, waardoor het gemakkelijk beschadigt. Door het te mengen is het materiaal harder en beter bestand tegen krassen en schade. Zo heeft de zilverorthese een langere levensduur én blijven alle bochten en krommingen goed op hun plaats.

WERKWIJZE

Tijdens een eerste kennismaking worden uw bewegingsklachten samen met u in kaart gebracht. Veelal worden mensen via de ergotherapeut doorverwezen voor een definitieve oplossing waarbij in het voortraject de richting al bepaald is. Hierdoor kunnen we meestal bij de intake direct overgaan tot de maatname. In meer complexe gevallen kan het voorkomen dat u nogmaals terug moet komen voor de maatname of dat we u doorverwijzen naar We Design in Arnhem. Zij zien complexe casussen uit het gehele land en hebben de mogelijkheid om een aantal silversplints bij de intake uit te proberen. Dit doen we natuurlijk altijd in overleg met u.

De maatname gebeurt zeer nauwkeurig met een daarvoor ontworpen ringenset, lintmetermaten en eventueel tekeningen. De levertijd van de silversplints ligt tussen de 2 en 4 weken afhankelijk van het aantal en de complexiteit. Vervolgens wordt de silverplint bij de afleverafspraak aan uw hand aangepast met een speciale buigtang. In de meeste gevallen krijgt u uw silversplint hierna mee.



KOSTEN

De silversplints worden, mits u een verwijzing van de specialist hebt, vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Er wordt géén eigen bijdrage gevraagd voor de silverplints, maar houdt er rekening mee dat de kosten verrekend zullen worden met uw eigen risico.

ONDERHOUD

Zilver heeft van zichzelf weinig onderhoud nodig. Door gebruik blijft het zilver glanzend. Uiteraard zullen krassen door gebruik niet te voorkomen zijn. Met een zilverpoetsdoek, die altijd geleverd wordt bij de hand en polsortheses, kunt u uw orthese eenvoudig zelf onderhouden.

Soms kan door de zuurgraad van uw huid het zilver een donkere laag krijgen. U kunt het zilver dan met 'scotch brite' (een soort zachte schuurspons) opschuren.

LET OP!: De orthese wordt dan mat en is dus niet meer glanzend. U kunt, als u de ortheses graag glanzend wilt houden, gebruik maken van zilver dip. Dit is een vloeibare substantie in een potje. Het is verkrijgbaar bij uw plaatselijke juwelier. Laat u wel goed informeren over het gebruik van zilverdip. Het is namelijk een huid onvriendelijk product en moet met aandacht worden toegepast.

GARANTIE

Leuk Orthopedie houdt de door uw verzekering bepaalde garantietermijn aan, welke terug te vinden is in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Binnen deze termijn kunt u bij ons terecht voor het bijstellen van uw silversplint. Daarnaast geeft We Design u 2 jaar garantie op uw orthese, met uitzondering van de dynamische ortheses (met een veer) of oneigenlijk gebruik. Dit houdt in dat in het geval van een breuk of maataanpassing de silversplint (kosteloos) voor u wordt gerepareerd.

ALLERGIE

Mocht u hevige huidirritaties krijgen van uw Silversplint, dan heeft u wellicht een zilverallergie. In dat geval kunt u bij de dermatoloog een onderzoek aanvragen. Als blijkt dat u inderdaad een zilverallergie heeft, kan de dermatoloog een officiële verklaring aan u verstrekken. Deze verklaring is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een gouden orthese. Het goud gehalte dat gebruikt wordt voor de We Design ortheses is 585 duizendste goud en wordt ook wel 14 karaats goud genoemd.

AUTORIJDEN

Voor informatie rondom auto rijden met uw zilveren orthese(s) verwijzen wij u graag naar het CBR of u kunt contact opnemen met uw autoverzekeraar.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons altijd bellen, mailen of een afspraak op ons spreekuur maken.



085-902 06 90



info@leuk-orthopedie.nl



Wiekenweg 61
3815 KL Amersfoort



www.leuk-orthopedie.nl



SEMh
erkend leverancier

Wij zijn maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00
bereikbaar voor al uw vragen.